



WEICHZINNKAPSELN MIT FLACHEM BODEN für C,H,N,O,S



Art.-Nr	Aussen Ø	Innen Ø	Höhe	Vol.	Material	Verpackungs- einheit – Stk.
	mm	mm	mm	ml		
10010	1,20	1,06	5,50	0,003	Sn 99,9	250
10020	2,14	2,00	5,00	0,012	Sn 99,9	250
10030	3,00	2,88	6,00	0,025	Sn 99,9	250
10040	3,70	3,50	4,00	0,030	Sn 99,9	250
10050	3,70	3,50	5,50	0,040	Sn 99,9	250
10060	3,70	3,50	7,00	0,060	Sn 99,9	250
10070	3,70	3,50	9,00	0,070	Sn 99,9	100
10080	4,70	4,30	14,00		Sn 99,9	100
10090	5,00	4,75	11,00	0,150	Sn 99,9	100
10100	5,00	4,80	13,00		Sn 99,9	100
10110	5,00	4,80	18,00		Sn 99,9	100
10120	6,00	5,80	10,00		Sn 99,9	100
10130	6,00	5,80	15,00		Sn 99,9	100
10140	7,00	6,75	14,00	0,450	Sn 99,9	100
10150	8,00	7,76	20,00	0,980	Sn 99,9	100
10160	10,00	9,75	22,00	1,000	Sn 99,9	100

WEICHZINNKAPSELN MIT KUGELFÖRMIGEM BODEN für C, H, N, O, S



Art.-Nr	Aussen Ø	Innen Ø	Höhe	Vol.	Material	Verpackungs- einheit – Stk.
	mm	mm	mm	ml		
10105	5,00	4,80	13,00		Sn 99,9	100
10115	5,00	4,80	18,00		Sn 99,9	100
10135	6,00	5,80	15,00		Sn 99,9	100
10155	8,00	7,76	20,00	0,980	Sn 99,9	100